



## HOME WHITENING

Hệ thống tẩy trắng răng tại nhà

[www.nhakhoathaibinhduong.com](http://www.nhakhoathaibinhduong.com)

### Thuốc tẩy trắng răng HOME WHITENING nồng độ 16% Whitesmile - Germany

Thuốc tẩy trắng HOME WHITENING 16% mang lại màu răng trắng sáng tự nhiên, không làm thay đổi cấu trúc răng, đem lại an toàn cho bệnh nhân:

- Với nồng độ Carbamide Peroxide 16%\*, thuốc có tác dụng chậm lên cấu trúc răng khi bệnh nhân tẩy trắng tại nhà, điều này giúp cho:

- + An toàn cho bệnh nhân
- + Bệnh nhân có thể đeo máng chứa thuốc suốt đêm.
- + Hiệu quả tẩy trắng có thể thấy ngay trong 3 đến 4 lần ngâm thuốc

- Tùy thuộc vào loại thuốc, nồng độ thuốc, đáp ứng của bệnh nhân mà có thể dẫn đến kết quả tẩy trắng cũng như tình trạng nhạy cảm, ê buốt khác nhau:

- + Thuốc tẩy trắng HOME WHITENING được sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn và chất lượng của Đức không gây hại lên các cấu trúc vô cơ và hữu cơ của răng tự nhiên, giúp bảo tồn và giảm ê buốt tối đa cho bệnh nhân.

+ Tuy nhiên, cũng tùy đáp ứng của bệnh nhân mà sẽ có các trường hợp nhạy cảm hoặc không: giải pháp với kem chống ê sẽ giúp giải quyết các vấn đề ê buốt cho bệnh nhân nhạy cảm.

- Với việc cấu trúc răng không bị phá hủy, can thiệp xâm lấn tối thiểu, giúp cho có thể duy trì kết quả tẩy trắng răng trên 1 năm mà không gây hôi miệng cũng như các tác dụng phụ khác.

- Với 24 năm kinh nghiệm sản xuất về thuốc tẩy trắng từ năm 1994, công ty Whitesmile tự hào mang đến một giải pháp thẩm mỹ an toàn, đơn giản và hiệu quả.

- Có thể giúp cho màu răng của bệnh nhân tăng lên được 7 sắc độ màu.

- Các chứng chỉ CO, CQ chứng minh cho sản phẩm về nguồn gốc xuất xứ và đảm bảo về chất lượng do các tổ chức Y tế của Đức và Châu Âu thẩm định, theo tiêu chuẩn ISO: DIN EN ISO 13485: 2012.

### Chứng nhận chất lượng

tiêu chuẩn ISO: DIN EN ISO 13485: 2012.

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT



Product Service

## CERTIFICATE

No. Q2N 16 08 45226 008

**Holder of Certificate:** White Smile GmbH  
Weinheimer Str. 6  
69488 Birkenau  
GERMANY

**Facility(ies):** White Smile GmbH  
Weinheimer Str. 6, 69488 Birkenau, GERMANY

**Certification Mark:**





**Scope of Certificate:** Production and Distribution of  
**Tooth Whitening Gel / Bleaching Gel and Whitening Lamps**

**Applied Standard(s):** EN ISO 13485:2012 + AC:2012  
Medical devices - Quality management systems -  
Requirements for regulatory purposes  
(ISO 13485:2003 + Cor. 1:2009)  
DIN EN ISO 13485:2012

The Certification Body of TÜV SÜD Product Service GmbH certifies that the company mentioned above has established and is maintaining a quality management system (excluding subclause 7.3), which meets the requirements of the listed standard(s). See also notes overleaf.

**Report No.:** 713087412

**Valid from:** 2016-09-17  
**Valid until:** 2019-09-16

**Date:** 2016-09-08  
Stefan Prell

Page 1 of 1



DAIUS CRTZ / 10.13



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-2461321-01-00

TÜV SÜD Product Service GmbH · Zertifizierstelle · Ridlerstraße 65 · 80339 München · Germany



## Thuốc tẩy trắng răng tại nhà HOME WHITENING

16% Carbamide Peroxide



### Khi nào thì sẽ dùng phương pháp tẩy trắng răng tại nhà ???

- Bệnh nhân không hài lòng với vấn đề về màu răng và mong muốn có màu răng trắng sáng.
- Lấy vôi, làm sạch răng không dẫn đến kết quả mong muốn.
- Bệnh nhân cần làm phục hình thẩm mỹ và mong muốn màu răng trắng hơn. Trong trường hợp này, bệnh nhân sẽ được tẩy trắng trước, sau đó sẽ phục hình.
- Răng bị đổi màu do thức ăn, dùng thuốc.
- Màu răng làm chất lượng sống bệnh nhân bị ảnh hưởng.
- Tẩy trắng bổ sung sau khi đã tẩy răng tại ghế.
- Tẩy trắng duy trì.

### Chống chỉ định:

- Người đang mang thai và cho con bú.
- Người bị dị ứng với bất kỳ thành phần nào của thuốc.
- Ngà răng bị lộ, miếng trám không đầy đủ.
- Sâu răng không rõ nguyên nhân.
- Người nghiện rượu và thuốc lá.
- 2 tuần trước đợt điều trị nha khoa tiếp theo: do làm giảm sự kết dính miếng trám hoặc vật liệu gắn mắc cài.
- Bệnh nhân đang gây tê.

### Lưu ý khi sử dụng tẩy trắng răng HOME WHITENING tại nhà:

- \* Trước khi tẩy trắng răng của bệnh nhân cần được kiểm tra:
  - Các vết nứt, sâu răng cần được xử lý.
  - Vôi răng, mảng bám và vết bẩn cần được lấy sạch, vì bề mặt không sạch sẽ làm giảm hiệu quả của thuốc.
- \*\* Sử dụng vật liệu block-out tạo khoảng cho việc đặt thuốc
  - Việc sử dụng vật liệu block-out được thực hiện trên mẫu hàm thạch cao trước khi làm máng tẩy để có thêm khoảng trống cho việc đặt gel tẩy trắng tại nhà.
  - Vật liệu block-out có thể được sử dụng hoặc không tùy theo chỉ định của bác sĩ.



CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG

22-24 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q1, TP. HCM Tel: 028 3911 2170

www.nhakhoothaibinhduong.com

HOME WHITENING  
Hệ thống tẩy trắng răng tại nhà

