

**AMD LASERS®**

Effective. Practical. Affordable. World Class Lasers.



**PICASSO LITE+**

**PICASSO+**

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

PICASSO+™ | PICASSO LITE+™

TIẾNG VIỆT

# BẢNG ĐIỀU KHIỂN PICASSO PLUS VÀ PICASSO LITE PLUS



## MÀN HÌNH CHỌN NGÔN NGỮ

Ngôn ngữ mặc định là tiếng Anh

Các lựa chọn khác:

Bồ Đào Nha, Nhật, Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Hàn Quốc, Trung Quốc và Nga.

### ÂM THANH

Lựa chọn âm thanh

NHỎ



VỪA



LỚN



### CƯỜNG ĐỘ CHỤM TIA SÁNG ĐỊNH HƯỚNG

Lựa chọn cường độ chùm tia sáng

NHỎ



VỪA



LỚN



## MÀN HÌNH CHÍNH

### 1. PHẪU THUẬT TỔNG QUÁT

Chế độ phát tia liên tục, Cường độ: 1.8W

### 2. THOẢI MÁI

Cường độ: 1.5W, Phát: 30ms, Ngắt: 30ms

### 3. PERIO

Ấn vào để thay đổi giữa PERIO 1 và PERIO 2

**PERIO 1:** Cường độ: 1.0W 30ms/30ms, Thời gian: 5s  
LBR - Chế độ Laser Bacterial Reduction Mode

**PERIO 2:** Cường độ: 0.5W, Thời gian: 30s  
LAPT - Chế độ Laser-Assisted Periodontal Therapy

### 4. VẾT LOÉT APHTHOUS

Cường độ: 0.5W, Thời gian: 30s

### 5. TẨY TRẮNG

Cường độ: 7.0W, Thời gian: 30s

### 6. YÊU THÍCH

Ấn vào để thay đổi giữa các chế độ

**Chế độ liên tục:** Cường độ: 1.0W  
**Chế độ ngắt quãng:** Cường độ: 1.0W,  
Phát 30ms, Ngắt: 30ms

Picasso+ only

### 7. CÀI ĐẶT

Lựa chọn ngôn ngữ, cường độ chùm tia định hướng và âm thanh



## MÀN HÌNH HOẠT ĐỘNG

### 1. ĐẶT LẠI

Picasso+ and Picasso Lite+



Picasso+ only



### 2. CHẾ ĐỘ VÀ THỜI GIAN



Liên tục



Ngắt quãng



5 Giây



30 Giây

### 3. CƯỜNG ĐỘ/ NĂNG LƯỢNG

0.5 - 7 Watts (Picasso+)  
0.5 - 3 Watts (Picasso Lite+)

Ấn để chuyển đổi giữa Cường Độ (Watt) và Năng Lượng (Jou)

### 4. NGẮT

20ms - 9.9s, điều chỉnh mỗi lần 10ms

### 5. PHÁT


20ms - 9.9s, điều chỉnh mỗi lần 10ms

### 6. TRỞ VÉ

### 7. CHỜ, SẴN SÀNG, ĐÓT



### 8. LƯU



### SAVING PRESETS:

All default presets can be customized for the power level, interval, and duration. To change a preset from its default value, adjust power up or down to the desired level. If in Repeating mode, you can also adjust the INTERVAL (4) and DURATION (5) by using the horizontal arrows under the interval and duration display. Next, press SAVE icon (8). The new values for the given preset have been saved.

**LUÔN LUÔN MANG KÍNH BẢO VỆ  
TIA LASER KHI MÁY HOẠT ĐỘNG**



SỐ	MỤC	MÔ TẢ
1	Tay cầm	Tay cầm cho đầu cắt dùng một lần
2	Nơi để tay cầm	Nơi để tay cầm khi không sử dụng
3	Cuộn dây dẫn quang	Nơi cất giữ dây dẫn quang
4	Nút tắt khẩn cấp	Dùng tắt máy trong trường hợp khẩn cấp. Nhấn một lần để tắt. Nhấn tiếp để mở
5	Bảng điều khiển	Hiển thị và điều chỉnh các thông số như: Cường độ phát tia, đặt lại, cường độ tia sáng hướng dẫn, âm thanh.
6	Cổng kết nối dây dẫn quang	Kết nối dây dẫn quang với máy
7	Chìa khóa nguồn	Vặn khóa để mở hoặc tắt máy
8	Khóa từ xa	Điểm kết nối cho khóa từ xa điều chỉnh.
9	Nơi giữ cuộn dây dẫn quang	Rãnh để giữ cuộn dây dẫn quang
10	Công tắc nguồn	Bật tắt nguồn
11	Kết nối nguồn điện	Kết nối nguồn điện với máy





U.S Patents 7,485,116 and 8,834,457.  
Other U.S. and International patents pending.

Manufactured for

AMD LASERS  
7405 Westfield Blvd.  
Indianapolis, IN 46240 USA

T: +1 (866) 999-2635

F: +1 (678) 868-4108

[www.amdlasers.com](http://www.amdlasers.com)

MT Promedt Consulting GmbH  
Altenhofstr. 80  
D-66386 St. Ingbert, Germany  
49 6894-58 1020



Rx Only

For Dental Professional Use Only