

White VẬT LIỆU TRÁM bít ống tủy **ENDOSEAL**[®] Bioceramic Sealer

Để trám bít ống tủy chỉ bằng sealer

- 1 Khử trùng và làm khô ống tủy sau khi sửa soạn ống tủy hoàn tất.
- 2 Tháo và bỏ nắp ống tiêm màu xám.
- 3 Bơm một lượng nhỏ sealer lên miếng trộn.
- 4 Lắp đầu tip 24 gauge mới vào ống tiêm.
- 5 Kiểm tra xem sealer có thể được bơm ra dễ dàng không.
- 6 Đưa kim này vào ống tủy đến vị trí ngắn hơn chóp khoảng 1-2 mm nếu có thể.
- 7 Bơm sealer vào ống tủy một cách cẩn thận và từ từ trong khi rút kim ra theo hướng thân răng.
- 8 Chụp X-quang để kiểm tra.

ĐẶC TÍNH VẬT LÝ/ HÓA HỌC

Thời gian đông cứng: 2-4 giờ
Thời gian làm việc: > 30 phút
Độ chảy: 27 mm
Độ cân quang: Tương đương nhôm dày 7.5 mm hoặc cao hơn
(Tiêu chuẩn ISO: >3.0mm)

Để trám bít ống tủy bằng sealer và côn gutta-percha chính

- 1 Khử trùng và làm khô ống tủy sau khi sửa soạn ống tủy hoàn tất.
- 2 Chọn một côn chính vừa khít với chiều dài làm việc và độ thuận của chóp.
- 3 Tháo và bỏ nắp ống tiêm màu xám.
- 4 Đặt một lượng nhỏ sealer lên miếng trộn.
- 5 Kiểm tra xem sealer có thể được bơm ra dễ dàng không.
- 6 Lắp đầu tip 24 gauge mới vào ống tiêm.
- 7 Bơm sealer vào ống tủy cho đến khi tràn lỗ ống tủy. Duy trì đầu tip ở phần giữa của ống tủy để tránh bọt khí.
- 8 Đặt nhẹ nhàng côn chính vào ống tủy và đẩy nó đến chiều dài làm việc.
- 9 Tránh áp lực quá mức để giảm thiểu hoặc ngăn chặn việc bơm thừa vật liệu trám bít ra ngoài chóp.
- 10 Cắt và loại bỏ phần thừa của côn chính bằng dụng cụ thích hợp và nén nhẹ phần còn lại. Chụp X-quang để kiểm tra.

Độ dày mỏng: 50 µm
Độ hòa tan: < 1%

**Chứng nhận chất lượng FDA•CE
+ Bằng sáng chế Quốc tế**

THÀNH PHẦN Zirconium dioxide, Dimethyl sulfoxide, Calcium silicate, Calcium phosphate, Chất độn, Dung môi, Chất làm đặc (ví dụ: Polyvinyl alcohol, Polyvinyl pyrrolidone).

