



CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG

Văn phòng tại TP. HCM

22 - 24 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q.1, TP. HCM
Tel: 028 3911 2170 - Fax: 028 3911 2171

Văn phòng tại Hà Nội

32 Trần Kim Xuyên, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 024 3773 3138 - Fax: 024 6282 2441

HỆ SINH THÁI SẢN PHẨM CHO PHỤC HÌNH THẨM MỸ ZOLID



CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG
22-24 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q.1, Tp. HCM.



QUY TRÌNH ĐIỀU TRỊ PHỤC HÌNH THẨM MỸ



HỆ SINH THÁI SẢN PHẨM

1. THIẾT BỊ CHẨN ĐOÁN KHÁM, CHẨN ĐOÁN

X quang, sensor, kiểm tra khớp cắn



Thiết bị kiểm tra khớp cắn Occlusense



X quang cầm tay RunYes

2. SỬA SOẠN RĂNG PHỤC HÌNH (MÀI CÙI RĂNG)

Các bộ mũi mài



Các bộ mũi mài Strauss

3. TÁI TẠO CÙI VÀ LẤY DẤU

*Máy scanner lấy dấu trong miệng
Cao su lấy dấu, Alginate
Vật liệu tái tạo cùi*



Máy scanner lấy dấu trong miệng RunYes IOS 11



Cao su lấy dấu Prestige



Bộ vật liệu tái tạo cùi Core Flo

Chốt sợi tái tạo cùi Over Fiber



Alginate Protesil




HỆ SINH THÁI SẢN PHẨM

4. CHUẨN BỊ PHỤC HÌNH

LỰA CHỌN VẬT LIỆU CHO PHỤC HÌNH

10 lý do nên lựa chọn Zolid cho phục hình thẩm mỹ

- 1 Đạt tiêu chuẩn chất lượng cao nhất
- 2 Sản phẩm đa dạng, thẩm mỹ tự nhiên
- 3 Nghiên cứu lâm sàng đầy đủ, hơn 10 triệu đơn vị đã được thực hiện
- 4 Bảo hành chính hãng 10 năm
- 5 Quy trình sản xuất đồng bộ, khép kín và an toàn
- 6 100% sản xuất tại Áo
- 7 Có chứng nhận và giấy phép của Bộ y tế tại Việt Nam
- 8 Chuyên gia trên thế giới và trong nước tin dùng
- 9 Phân phối độc quyền bởi Công ty TNHH Nha khoa Thái Bình Dương
- 10 Nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng



ZOLID HT⁺

Ưu điểm

- ★ Là vật liệu kết hợp hoàn hảo giữa tính thẩm mỹ và độ chịu lực cao.
- ★ Vật liệu có thể chế tác được các chi tiết cực mỏng, các góc cạnh nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ về mặt chức năng.
- ★ Độ chịu lực 1100 Mpa đến 1200 Mpa kết hợp cùng độ trong cao cho kết quả tối ưu với quy trình dễ dàng.
- ★ Phần mềm thẩm mỹ nướu hỗ trợ M-Gin tối ưu hóa quá trình chế tác phục hình, đặc biệt là các phục hình theo giải phẫu tự nhiên.
- ★ Là vật liệu thế hệ mới kế thừa và phát triển các đặc tính ưu việt của dòng sứ Zolid.
- ★ Bác sĩ hoàn toàn có thể tin cậy về độ thẩm mỹ và tính chịu lực, cũng như sự thành công lâu dài với Zolid HT⁺.

Chỉ định

- ★ Lựa chọn hoàn hảo cho các cầu răng dài, phục hình toàn hàm trên implant.
- ★ Các phục hình từ màu A1 đến D4 theo chuẩn 16 màu Vita, việc chọn lựa có thể linh hoạt với hiệu ứng màu stain bên trong và ngoài, mang lại màu sắc chính xác và thẩm mỹ cao.



Zolid FX Multilayer

Ưu điểm

- ★ Đây là thế hệ phiê mới siêu trong đa lớp.
- ★ Độ trong cao, tăng dần theo cấp độ, cho kết quả thẩm mỹ tự nhiên.
- ★ Chuyển đổi màu sắc từ cạnh cắn đến cổ răng mượt mà, hài hòa, hoàn toàn không có đường chuyển tiếp giữa các lớp chuyển màu.
- ★ Xếp phiê thông minh với 2 màu cùng một phiê và có thể làm được các màu trung gian.
- ★ Không cần sử dụng dụng dịch nhuộm màu.
- ★ Rút ngắn thời gian hoàn thiện phục hình.
- ★ Phần mềm hỗ trợ True Smile kiểm soát màu sắc ngay từ ban đầu.

Chỉ định

- ★ Phù hợp cầu răng 3 đơn vị cả răng cửa và răng hàm, độ chịu lực 700 Mpa, cao hơn 5 - 10 lần so với các loại sứ đắp thẩm mỹ mặt ngoài.
- ★ Lựa chọn hoàn hảo cho các phục hình thẩm mỹ nguyên khối răng cửa.




ZI

Ưu điểm

- ★ Vật liệu Zirconia có độ cản quang cao
- ★ Thích hợp che màu các cùi răng sậm màu
- ★ Độ chịu lực: 1200 Mpa

Chỉ định

- ★ Cầu răng có đến 4 nhịp, các cầu răng dài, các cấu trúc sườn nâng đỡ, sườn phục hình toàn hàm trên implant.
- ★ Đặc biệt chỉ định cho các trường hợp cần che màu cùi răng bị đổi màu hoặc các cấu trúc kim loại, chốt đúc nằm bên trong.





“Nụ cười tự tin của bệnh nhân làm tất cả lo lắng trở thành đơn giản. Đó chính là hạnh phúc của Bác sĩ điều trị.”

Ca lâm sàng này được công bố trên tạp chí Dental Dialogue và được đăng tải trên www.amanngirrbach.com ở mục download.



Từ trái qua: KTV Benjamin Votteler, bệnh nhân và bác sĩ Feraydoon Sharghi.

Dentaltechnik Votteler GmbH & Co



Harold Baumgarten

DMD Harold Baumgarten
 Tập đoàn nha khoa Amsterdam - USA

Lời nhận xét:

“Chúng tôi đến từ tập đoàn nha khoa Amsterdam nỗ lực để mang tới những điều tốt nhất cho tất cả các bệnh nhân. Sự đa dạng của vật liệu CAD/CAM của Amann Girrbach cho phép chúng tôi lựa chọn những vật liệu lý tưởng cho từng tình huống lâm sàng”




RĂNG SỨ ZOLID
SỰ LỰA CHỌN LÝ TƯỞNG NHẤT

BẢO HÀNH  NĂM CẦU MÃO ZOLID



CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG, XUẤT XỨ:

100% các phôi sứ được sản xuất tại CHLB Áo theo tiêu chuẩn Châu Âu. Với quy mô nhà máy 4,500 m2 cùng quy trình sản xuất mới từ 2017, sản phẩm các phôi sứ Zolid đã đáp ứng được các yêu cầu khắt khe nhất của Châu Âu về sản phẩm y tế dùng trên bệnh nhân, đảm bảo độ bền chắc, an toàn và tin cậy cho người sử dụng.



Giấy chứng nhận xuất xứ



Giấy chứng nhận chất lượng

SẢN PHẨM CHO SỬ VENEER

- Sứ ép Lithium Disilicate
- Cement gắn cho Veneer



Sứ ép Ceramay Concept Press



Cement gắn cho veneer: Choice 2, E-Cement

5. GẮN PHỤC HÌNH

DUO-LINK

DUO-LINK UNIVERSAL™ là cement gắn với công thức đặc biệt dành để gắn cho **TẤT CẢ** các phục hình, độ cản quang cao, chịu lực tốt, lực bền dán cao, độ dày lớp cement dán mỏng và dễ dàng làm sạch.

HỆ THỐNG MÀU

Cement resin lưỡng trùng hợp có cả 2 màu thẩm mỹ: Universal (màu thông dụng) và Milky White (màu trắng sữa).

CHỈ ĐỊNH

Cement thông dụng gắn cho **TẤT CẢ** các loại phục hình: Cầu, mão (phục hình cố định), inlay, onlay, chốt kim loại, chốt composite, sứ, zirconia, alumina và phục hình CAD/CAM...



Thường kết hợp với **Z-PRIME™ Plus** để tăng cường lực dán dính, **Z-PRIME™ Plus** giúp tạo liên kết hóa học giữa Zirconia, Alumina cũng như kim loại, hợp kim với cement.

Z-PRIME™ Plus

Là primer với thành phần 10-MDP được sử dụng để tạo liên kết hóa học, tăng cường sự bám dính giữa vật liệu phục hình zirconia, alumina cũng như kim loại, hợp kim... với cement resin. Đây là primer đa năng dành cho xử lý bề mặt zirconia và alumina cũng như kim loại, hợp kim, chốt nội nha và chốt composite...



5. GẮN PHỤC HÌNH

THERACEM

Đây là cement resin lưỡng trùng hợp có khả năng tự dán dính, phóng thích Canxi và Fluoride sau khi gắn.

Thành phần 10- MDP bên trong cement liên kết hóa học, tăng cường sự bám dính giữa vật liệu phục hình Zirconia, alumina cũng như kim loại, hợp kim.

Có màu Natural tương thích với hầu hết các trường hợp.

CHỈ ĐỊNH

Đặc biệt chỉ định cho phục hình Zirconia.

Ngoài ra còn được dùng để gắn cho mão răng, cầu răng, inlay, onlay và chốt (các loại chốt kim loại/ không kim loại/ chốt sợi làm sẵn).

Cement có độ cản quang nên thường **KHÔNG** dùng cho các phục hình veneer hoặc các vật liệu có độ trong cao.



CURING PEN

Đèn QTH thế hệ mới với 4 đèn LED



6. CÁC SẢN PHẨM HỖ TRỢ KHÁC

- ★ Giấy cắn
- ★ Cung mặt
- ★ Giá khớp
- ★ Thiết bị kiểm tra khớp cắn
- ★ Chỉ co nướu



Giá khớp Artex CR



Cung mặt Artex



Chỉ co nướu KnitTrax



Thiết bị kiểm tra khớp cắn Occlusense



Giấy cắn Bausch