

Máy quét phim cận chóp

Quét siêu tốc



Máy quét phim cận chóp độ phân giải cao nhận dạng ảnh
trong 3 giây

Thuật toán mạnh mẽ cho hình ảnh sắc nét

Chất lượng hiển thị và
xử lý hình ảnh tuyệt vời.

Vận hành 1 nút bấm, thao tác dễ dàng

Máy hoàn toàn tự động quét, giảm hiện tượng đẩy phim ra bằng khe cắm thẻ hút vào thông minh. Bên trong có một tấm nam châm hút phim, giúp dễ dàng đặt phim và chống trầy xước.



Thiết kế tối ưu

Hộp vệ sinh và túi đôi.

Tấm vỏ bảo vệ phim khỏi tác động cắn và nghiền.

Một lớp màng bảo vệ ở mặt dưới màu đen để tăng cường khả năng chống ánh sáng.

Nhỏ gọn & Trọng lượng nhẹ

Kích thước nhỏ và trọng lượng nhẹ. Máy yêu cầu tối thiểu về diện tích không gian.

Loại	Kích thước	Kích cỡ phim
Size.0	22X31mm	628X885mm
Size.1	24X40mm	685X1142mm
Size.2	31X41mm	885X1171mm
Size.3	27X54mm	771X1542mm

Tiêu chuẩn với Size 2 (2 tấm), Size 0, 1, 3 cho tùy chọn thêm.

Thông số

Phiên bản	DS630
Điểm ảnh	35 μ m
Bước sóng laser	660nm
Độ phân giải lý thuyết	≤ 20 lp/mm
Độ sâu trường ảnh	14bit
Thời gian chụp	≤ 6 giây
Độ phân giải thực tế	≥ 7 lp/mm
Đầu ra	USB2.0
Điện áp định mức	AC220V/50Hz
Điện áp vận hành	DC12V
Điện áp	≤ 1.0 A
Nguồn tiêu thụ	≤ 12 W

Cấu hình máy tính

Cấu hình	Cấu hình tối thiểu
Chip (vi xử lý)	Chip xử lý Intel hoặc cao hơn
RAM	4GB hoặc cao hơn
Ổ cứng	1GB dung lượng để cài đặt phần mềm. 40GB dung lượng trống để sử dụng phần mềm.
Card đồ họa	Bộ nhớ video 32M trở lên
Màn hình	Độ phân giải màn hình tối thiểu 1024x768, Chế độ màu 32 bit
USB	Tối thiểu 2 giao diện USB 2.0 / USB 3.0
Hệ điều hành	Windows 7(32 bit/64 bit) Windows 10 (32 bit/64 bit)



Trợ thủ đắc lực
đối với chụp X-quang trong miệng
Quy trình dễ dàng hơn



Runyes Medical Instrument Co.,Ltd.

Add: No. 456, Tonghui Road, Jiangbei Investment & Pioneering Park C, Ningbo, China


Tel: +86-574-27709922 Fax: +86-574-27709923 [Http://en.runyes.com](http://en.runyes.com)

E-mail: runyes@runyes.com

Revision: 202307



Facebook



Instagram