



Sự lựa chọn của hàng triệu  
nha sĩ trên toàn thế giới

THẾ HỆ MỚI HƠN CẢ CHÍNH XÁC

# DPEX V

Độ ổn định cao hơn, khả năng chống nhiễu mạnh mẽ hơn.  
25 bằng sáng chế quốc gia 8 bằng sáng chế phát minh



Quét và đăng nhập vào Website  
để biết thêm thông tin



Hơn cả chính xác






Thuật toán mới được nâng cấp: Giúp thiết bị hoạt động ổn định hơn và tăng cường khả năng chống nhiễu.



Công nghệ định vị chóp đa tần số: Đảm bảo kết quả đo chính xác ngay cả khi có máu hoặc tủy còn sót lại trong ống tủy.



Kết quả đo không bị ảnh hưởng bởi loại răng.



Độ chính xác cao hơn khi sử dụng kết hợp với đê cao su.

## So sánh với các phương pháp truyền thống

### Nhược điểm của phương pháp thủ công

Nha sĩ quyết định dụng cụ đo đã chạm đến lỗ chóp hay chưa dựa vào cảm giác tay và phản ứng đau của bệnh nhân, việc này mang tính chủ quan cao và độ chính xác thấp. Các tài liệu nước ngoài chỉ ra rằng với phạm vi sai số +/- 0.5 mm, độ chính xác của phương pháp thủ công chỉ đạt 42%.



Kết quả X-quang cho thấy chưa bị quá chóp




Thật ra đã bị quá chóp

### Nhược điểm của phương pháp chụp X-quang

Việc chụp cấu trúc 3D rồi hiển thị trên mặt phẳng 2D, kết hợp với các góc chụp khác nhau, dễ dẫn đến việc thu thập dữ liệu sai lệch.

Lỗ chóp thường không hiển thị rõ trên phim X-quang, vì hơn 80% lỗ chóp nằm ở phía bên cạnh chứ không nằm ngay tại đỉnh chóp răng.



Lỗ chóp thường nằm ở phía bên cạnh, chụp X-quang gây ra sai số về chiều dài, sai số càng lớn thì quá chóp càng nghiêm trọng.



Guilin Woodpecker Medical Instrument Co., Ltd.  
Information Industrial Park, Guilin National High-Tech  
Zone, Guilin, Guangxi, 541004 P. R. China

Tel:

Europe Sales Dept.: +86-773-2350599, +86-773-5873196

North America, South America &

Oceania Sales Dept.: +86-773-2350599, +86-773-5873196

Asia & Africa Sales Dept.: +86-773-2350599, +86-773-5873196

Fax: +86-773-5822450

E-mail: woodpecker@glwoodpecker.com, sales@glwoodpecker.com

Website: <http://www.glwoodpecker.com>

DISTRIBUTED BY,

CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG



Chi nhánh văn phòng TP. HCM

Địa chỉ: 13D Phan Chu Trinh, Phường Gia Định, TP. HCM

Hotline: 028 3911 2170

Chi nhánh văn phòng Hà Nội

Địa chỉ: Số 4 Ngõ 102 Khúc Thừa Dụ, Phường Cầu Giấy, TP Hà Nội

Hotline: 024 3773 3138

Website: [www.nhakhoathainbinhduong.com](http://www.nhakhoathainbinhduong.com)