

Vật liệu trám trong nha khoa gốc resin

ESTELITE POSTERIOR

QUICK-CURE

ESTELITE POSTERIOR, được phát triển để tối ưu cho phục hồi răng sau, giúp bác sĩ dễ dàng kiểm soát cũng như tạo hình, với đặc tính vật lý tin cậy và thời gian trùng hợp nhanh (10 giây) Bằng việc áp dụng hệ thống chất kích hoạt cải tiến với công nghệ quang trùng hợp mới RAP (Radial Amplified Photopolymerization) **ESTELITE POSTERIOR** cho phép bác sĩ giảm thời gian trùng hợp mà không phải tốn nhiều thời gian làm việc



Lợi ích

Thiết kế tối ưu cho phục hồi răng sau

- Dễ thao tác
 - Không dính dụng cụ, dễ tạo hình, độ cứng tối ưu
- Đặc tính vật lý đã được kiểm chứng
 - Độ bền nén và độ bền uốn cao
- Màu độ quyền cho răng sau
 - PA1, PA2, PA3, CE (Màu men trong)
- Thời gian chiếu nhanh
 - 10 giây với đèn Halogen ($\geq 400\text{mW/cm}^2$)
- Thời gian làm việc thoải mái
 - 50 giây dưới đèn nha khoa thông thường

Chỉ định

- Phục hồi trực tiếp cho răng sau (bao gồm cả mặt nhai)
- Sửa chữa sứ/composite

Trước




Sau



Ca lâm sàng thực hiện bởi bác sĩ Kazunori Otani, DDS

Đặc tính vật lý vượt trội


Độ bền uốn**




Độ bền uốn**	209 MPa
Độ bền nén**	443 MPa

Thời gian chiếu đèn (tham khảo tài liệu hướng dẫn)	Halogen 800mW/cm ²	5-10 sec.
	Plasma 950mW/cm ²	3 sec.
	LED 900mW/cm ²	5-10 sec.

Độ bền nén**




Độ cản quang tuyệt vời (290% AI)



** Nguồn: Tokuyama Dental R&D

* Không phải thương hiệu đăng ký của tập đoàn Tokuyama Dental

Đóng gói



ESTELITE POSTERIOR

Chỉ có ở dạng ống

ESTELITE POSTERIOR dạng ống

Bao gồm: 1 ống 4.2g

Có các màu: PA1, PA2, PA3, PCE

*PCE (vật liệu men trong) được sản xuất để phục hồi cho mặt trên ở các răng sau