



Máy rung rửa siêu âm nội nha

Endo 3

- Linh hoạt
- Thông minh
- Thân thiện





Nút chuyển đổi hình vòng thân thiện với người dùng

3 mức công suất

Có 3 mức công suất: E1, E2, E3
theo thứ tự từ thấp đến cao

4 chế độ thời gian

4 chế độ thời gian tùy chọn:

“10、15、20、--”


Thời gian làm việc ở chế độ bơm rửa - tính bằng giây (s) và phút (min):

“10s、15s、20s、10min”

Thiết kế tiện lợi mang lại hiệu quả bơm rửa tối ưu

Vi xử lý điều khiển thông minh

Công nghệ điều khiển tự động bằng vi xử lý thông minh. Tín hiệu dao động tần số cao được tạo ra bởi mạch dao động tần số cao và tác động lên đầu tay khoan, làm cho mũi rung lên nhờ kích thích rung động siêu âm.



Màn hình LCD rõ nét, trực quan

Hiển thị trực quan trạng thái
hoạt động của thiết bị



Nút chuyển đổi hình vòng thân thiện với người dùng

Nút chuyển đổi hình vòng để điều khiển
máy. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều
trị các góc khác nhau và các vị trí răng khác
nhau



HIỆU SUẤT ỔN ĐỊNH

Biên độ rung thấp

Đầu bơm rửa có độ rung thấp hiệu quả cao,
giúp khâu bơm rửa hiệu quả và đáng tin cậy hơn



Hiệu suất ổn định Dò tần số thông minh

Hệ thống dò tìm tần số hoàn toàn tự động
Tự động cài đặt trạng thái làm việc tốt nhất




Điều khiển không dây dễ dàng thao tác

Sạc tiếp xúc từ tính và vận hành không dây
Nhỏ gọn và nhẹ, dễ dàng bơm rửa



Mũi tương thích:



Cấu hình tiêu chuẩn: E96×2, E99×2, E70, E71×10

Cấu hình cao: E96×2, E99×2, E70×2, E71×10, E72×10

Mũi tương thích: E70, E71, E72, E73, E74, E93, E95, E96, E97, E98, E99

Dùng để bơm rửa ống tủy sau khi sửa soạn ống tủy

E70: Endochuck, dùng để lắp E71, E72, E73 hoặc E74 để làm sạch ống tủy hoặc bơm rửa

E71, E72, E73, E74: Vật liệu polyme không có khả năng cắt

E93: 20#, độ xoắn 1%, độ dài làm việc của mũi: 21,5mm, Ni-Ti

E95: 20#, độ xoắn 2%, độ dài làm việc của mũi: 18mm, Thép không gỉ

E96: 20#, độ xoắn 2%, độ dài làm việc của mũi: 21mm, Thép không gỉ

E97: 20#, độ xoắn 2%, độ dài làm việc của mũi: 25mm, Thép không gỉ

E98: 25#, độ xoắn 2%, độ dài làm việc của mũi: 18,5mm, hợp kim Titan

E99: 25#, độ xoắn 2%, độ dài làm việc của mũi: 18,5mm, hợp kim Titan



Công ty TNHH Nha khoa Thái Bình Dương

Văn phòng Hà Nội: Số 4/102, Khúc Thừa Dụ, Phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Tel: 0989.463.345 024.3773.3138

Văn phòng TP. Hồ Chí Minh: 13D Phan Chu Trinh, Phường Gia Định, TP. Hồ Chí Minh

Tel: 0909.595.081 028.3911.2170

E-mail: customercare@dentalpacific.com.vn

