

Sự kết hợp tuyệt vời giữa thẩm mỹ, chức năng và tốc độ.

Zolid Bion: Yếu tố thay đổi cuộc chơi



Giúp công việc của bạn “trôi chảy” hơn

Zolid Bion – Yếu tố đột phá giữa những vật liệu Zirconia

Zolid Bion kết hợp hoàn hảo giữa thẩm mỹ và độ an toàn - mà không có bất kỳ điểm yếu nào. Vật liệu đằng sau Zolid Bion đang cách mạng hóa lĩnh vực vật liệu toàn sứ làm từ zirconia.

Sự chuyển màu liên tục, kết hợp với độ thấu quang tăng cường ở vùng rìa cắn, tạo nên vẻ tự nhiên mà không phải hy sinh độ an toàn. Các nguyên liệu thô cải tiến cho phép tăng cường độ bền tối thiểu theo yêu cầu của Loại 5 (DIN EN ISO 6872) trên toàn bộ phôi. Điều này mang lại sự tự do hoàn toàn trong lập kế hoạch cũng như trong ứng dụng và đảm bảo độ an toàn cần thiết cho tất cả các chỉ định đã được phê duyệt. Từ mặt dán sứ (veneer) xâm lấn tối thiểu đến mão răng nguyên khối trên răng cửa và cầu răng dài trên implant. Hầu như không có giới hạn nào đối với phạm vi ứng dụng của Zolid Bion. Zolid Bion cũng là zirconia đầu tiên trong phân khúc của mình có khả năng nung kết tốc độ cao. Điều này mang lại hiệu quả quản lý quá trình nung kết rất cao trong ứng dụng với các mão răng có thể được lấy ra khỏi lò nung tốc độ cao Ceramill Therm DRS trong vòng 45 phút.

Amann Girrbach không chỉ lấy thiên nhiên làm hình mẫu về mặt thẩm mỹ - mà còn trong lĩnh vực vật liệu tái tạo. Bước đầu tiên, phôi Zolid Bion cũng như các phôi CAD/CAM khác từ Amann Girrbach do đó được cung cấp trong bao bì carton trơn sinh thái.



TỰ DO

Các đặc tính không điều kiện giúp cho sự đa dạng chỉ định thậm chí còn lớn hơn.

Nhờ sự kết hợp không rủi ro giữa thẩm mỹ tự nhiên, độ bền cao cũng như danh mục màu sắc và chiều cao phong phú, hầu như bất kỳ phục hình nào cũng có thể được thực hiện - dù là mặt dán sứ (veneer), mão răng hay cầu răng nhíp dài.

AN TOÀN


Khát vọng của chúng tôi - chất lượng vượt trội.

Amann Girrbach đã thúc đẩy sự đổi mới trong quy trình làm việc với zirconia trong các ứng dụng nha khoa hơn 15 năm. Nhờ trình độ chuyên môn cao trong phát triển và các nguyên liệu thô tiên tiến, quy trình làm việc đã trở nên đơn giản và an toàn hơn. Điều này cũng được thể hiện trong các phôi Zolid được tối ưu hóa, sẽ được bán kèm khung trong tương lai.

TỐC ĐỘ

Phục hình nhỏ trong 45 phút.

Là sản phẩm đầu tiên trong phân khúc, mão răng làm từ Zolid Bion có thể được nung kết trong Ceramill Therm DRS chỉ trong 45 phút. Điều này cho phép người dùng xử lý cực kỳ hiệu quả, đặc biệt đối với các phục hình nhỏ như mão răng, cùi giả và cầu răng ba đơn vị.



Zolid Bion - Chắc chắn là sự lựa chọn đúng đắn

Zolid Bion thuyết phục cả về giá trị bên trong lẫn bên ngoài. Nguyên liệu thô tiên tiến đảm bảo các đặc tính vật liệu vượt trội, trong khi quy trình sản xuất phối trộn tiên tiến tại nhà máy của Amann Girrbach ở Áo đảm bảo độ tin cậy sản xuất cao hơn nữa cho người dùng.

Được phát triển và khuyến nghị nung kết ở nhiệt độ 1.500 °C trong 2 giờ để đạt được độ thẩm mỹ tốt nhất



DT Luís Manuel Rocha Saraiva, Clarity Lab Porto, PT



CDT Barbara Wetzel, Trainer Amann Girrbach, AT

CDT Atsushi Hasegawa, Organ Dental Lab, JPN



MDT Benjamin Votteler, Dentaltechnik Votteler, GER



Được kiểm nghiệm bởi người sử dụng

Zolid Bion thu hút trên toàn cầu



MDT Benjamin Votteler, Dentaltechnik Votteler, GER

”

Đối với tôi, Zolid Bion là tiêu chuẩn vàng mới - việc nung kết trong 45 phút mà không làm giảm độ bền và thẩm mỹ đã mở ra những khả năng mới cho phòng lab của tôi và nâng quy trình làm việc với zirconia lên một tầm cao mới.



Benjamin Votteler, MDT,
Dentaltechnik Votteler GmbH & Co,
Đức

”

Là thành viên mới nhất của dòng sản phẩm Zolid, Zolid Bion cho phép chúng tôi cung cấp một phổ rộng hơn nữa các giải pháp thẩm mỹ làm từ zirconia. Zolid Bion là một cột mốc quan trọng trong lĩnh vực thẩm mỹ.



DT Luís Manuel Rocha Saraiva,
Clarity Lab Porto,
Bồ Đào Nha

”

Tương lai của zirconia là đây! Zolid Bion là một vật liệu tiên tiến mang đến vẻ đẹp thẩm mỹ với hiệu ứng 3D mà không làm giảm độ bền.




Mauro Cuccagna ODT,
Laboratorio Odontotecnico M. Cuccagna,
Ý

Tự do và An toàn Hơn

Một Hệ Thống – Vô Vàn Khả Năng

Các ưu điểm nổi bật:

- ✓ Phạm vi chỉ định rộng rãi và nhiều tùy chọn cá nhân hóa nhờ vào các phôi liệu màu trắng, được nhuộm màu sẵn và đa lớp với các mức độ thấu quang khác nhau.
- ✓ Các giải pháp nhuộm màu được thiết kế tinh xảo theo bảng màu VITA cổ điển đảm bảo kết quả chính xác và có thể tái tạo.
- ✓ Việc sản xuất phôi liệu nội bộ tại nhà máy ở Áo với công nghệ sản xuất tiên tiến đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng tuyệt vời và ổn định.
- ✓ Chương trình đào tạo toàn diện về quy trình xử lý thể hệ Zolid DNA.
- ✓ Chứng nhận chính hãng và bảo hành 15 năm cho tất cả các phục hình Zolid đã được sử dụng.



100% Được sản xuất tại Áo

*Giá trị trung bình của thử nghiệm uốn ba điểm theo định nghĩa trong DIN EN ISO 6872, Nghiên cứu & Phát triển Amann Girrbach.

Thông tin mua hàng

Khả dụng từ tháng 6 năm 2023*

BL1

768228	Zolid Bion BL1 98x12 F	12 mm	1 pc.
768229	Zolid Bion BL1 98x14 F	14 mm	1 pc.
768230	Zolid Bion BL1 98x16 F	16 mm	1 pc.
768231	Zolid Bion BL1 98x18 F	18 mm	1 pc.
768232	Zolid Bion BL1 98x20 F	20 mm	1 pc.
768233	Zolid Bion BL1 98x25 F	25 mm	1 pc.

BL2

768237	Zolid Bion BL2 98x14 F	14 mm	1 pc.
768238	Zolid Bion BL2 98x16 F	16 mm	1 pc.
768240	Zolid Bion BL2 98x20 F	20 mm	1 pc.

BL3

768245	Zolid Bion BL3 98x14 F	14 mm	1 pc.
768246	Zolid Bion BL3 98x16 F	16 mm	1 pc.
768248	Zolid Bion BL3 98x20 F	20 mm	1 pc.

A1

768260	Zolid Bion A1 98x12 F	12 mm	1 pc.
768261	Zolid Bion A1 98x14 F	14 mm	1 pc.
768262	Zolid Bion A1 98x16 F	16 mm	1 pc.
768263	Zolid Bion A1 98x18 F	18 mm	1 pc.
768264	Zolid Bion A1 98x20 F	20 mm	1 pc.
768265	Zolid Bion A1 98x25 F	25 mm	1 pc.

A2

768268	Zolid Bion A2 98x12 F	12 mm	1 pc.
768269	Zolid Bion A2 98x14 F	14 mm	1 pc.
768270	Zolid Bion A2 98x16 F	16 mm	1 pc.
768271	Zolid Bion A2 98x18 F	18 mm	1 pc.
768272	Zolid Bion A2 98x20 F	20 mm	1 pc.
768273	Zolid Bion A2 98x25 F	25 mm	1 pc.

A3

768276	Zolid Bion A3 98x12 F	12 mm	1 pc.
768277	Zolid Bion A3 98x14 F	14 mm	1 pc.
768278	Zolid Bion A3 98x16 F	16 mm	1 pc.
768279	Zolid Bion A3 98x18 F	18 mm	1 pc.
768280	Zolid Bion A3 98x20 F	20 mm	1 pc.
768281	Zolid Bion A3 98x25 F	25 mm	1 pc.

A3.5

768284	Zolid Bion A3.5 98x12 F	12 mm	1 pc.
768285	Zolid Bion A3.5 98x14 F	14 mm	1 pc.
768286	Zolid Bion A3.5 98x16 F	16 mm	1 pc.
768287	Zolid Bion A3.5 98x18 F	18 mm	1 pc.
768288	Zolid Bion A3.5 98x20 F	20 mm	1 pc.
768289	Zolid Bion A3.5 98x25 F	25 mm	1 pc.

A4

768292	Zolid Bion A4 98x12 F	12 mm	1 pc.
768293	Zolid Bion A4 98x14 F	14 mm	1 pc.
768294	Zolid Bion A4 98x16 F	16 mm	1 pc.
768295	Zolid Bion A4 98x18 F	18 mm	1 pc.
768296	Zolid Bion A4 98x20 F	20 mm	1 pc.
768297	Zolid Bion A4 98x25 F	25 mm	1 pc.

B1

768300	Zolid Bion B1 98x12 F	12 mm	1 pc.
768301	Zolid Bion B1 98x14 F	14 mm	1 pc.
768302	Zolid Bion B1 98x16 F	16 mm	1 pc.
768303	Zolid Bion B1 98x18 F	18 mm	1 pc.
768304	Zolid Bion B1 98x20 F	20 mm	1 pc.
768305	Zolid Bion B1 98x25 F	25 mm	1 pc.

B2

768308	Zolid Bion B2 98x12 F	12 mm	1 pc.
768309	Zolid Bion B2 98x14 F	14 mm	1 pc.
768310	Zolid Bion B2 98x16 F	16 mm	1 pc.
768311	Zolid Bion B2 98x18 F	18 mm	1 pc.
768312	Zolid Bion B2 98x20 F	20 mm	1 pc.
768313	Zolid Bion B2 98x25 F	25 mm	1 pc.

B3

768317	Zolid Bion B3 98x14 F	14 mm	1 pc.
768318	Zolid Bion B3 98x16 F	16 mm	1 pc.
768320	Zolid Bion B3 98x20 F	20 mm	1 pc.

B4

768325	Zolid Bion B4 98x14 F	14 mm	1 pc.
768326	Zolid Bion B4 98x16 F	16 mm	1 pc.
768328	Zolid Bion B4 98x20 F	20 mm	1 pc.

C1

768333	Zolid Bion C1 98x14 F	14 mm	1 pc.
768334	Zolid Bion C1 98x16 F	16 mm	1 pc.
768336	Zolid Bion C1 98x20 F	20 mm	1 pc.

C2

768340	Zolid Bion C2 98x12 F	12 mm	1 pc.
768341	Zolid Bion C2 98x14 F	14 mm	1 pc.
768342	Zolid Bion C2 98x16 F	16 mm	1 pc.
768343	Zolid Bion C2 98x18 F	18 mm	1 pc.
768344	Zolid Bion C2 98x20 F	20 mm	1 pc.
768345	Zolid Bion C2 98x25 F	25 mm	1 pc.

C3

768349	Zolid Bion C3 98x14 F	14 mm	1 pc.
768350	Zolid Bion C3 98x16 F	16 mm	1 pc.
768352	Zolid Bion C3 98x20 F	20 mm	1 pc.

C4

768357	Zolid Bion C4 98x14 F	14 mm	1 pc.
768358	Zolid Bion C4 98x16 F	16 mm	1 pc.
768360	Zolid Bion C4 98x20 F	20 mm	1 pc.

D2

768364	Zolid Bion D2 98x12 F	12 mm	1 pc.
768365	Zolid Bion D2 98x14 F	14 mm	1 pc.
768366	Zolid Bion D2 98x16 F	16 mm	1 pc.
768367	Zolid Bion D2 98x18 F	18 mm	1 pc.
768368	Zolid Bion D2 98x20 F	20 mm	1 pc.
768369	Zolid Bion D2 98x25 F	25 mm	1 pc.

D3

768373	Zolid Bion D3 98x14 F	14 mm	1 pc.
768374	Zolid Bion D3 98x16 F	16 mm	1 pc.
768376	Zolid Bion D3 98x20 F	20 mm	1 pc.

D4

768381	Zolid Bion D4 98x14 F	14 mm	1 pc.
768382	Zolid Bion D4 98x16 F	16 mm	1 pc.
768384	Zolid Bion D4 98x20 F	20 mm	1 pc.

*Ưu đãi sản phẩm có thể thay đổi tùy thuộc vào tình trạng phê duyệt.

CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG

Văn phòng TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 13D Phan Chu Trinh, Phường 2, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3911 2170

Văn phòng Hà Nội

Địa chỉ: Số 4, Ngõ 102 Khúc Thừa Dụ, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024 3773 3138

Website: www.nhakhoathaibinhduong.com

AUSTRIA (HEADQUARTERS)

Amann Girrbach AG
Koblach, Austria | +43 5523 62333-105
austria@amanngirrbach.com

GERMANY

Amann Girrbach GmbH
Pforzheim, Germany | +49 7231 957-100
germany@amanngirrbach.com

ITALY

Amann Girrbach Italia srl
Verona, Italy | +39 045 9813970
europa@amanngirrbach.com

FRANCE

Amann Girrbach France SAS
Jossigny, France | +33 1 799 722 58
france@amanngirrbach.com

NORTH AMERICA

Amann Girrbach North America, LP
Charlotte, NC, U.S.A. | +1 704 837 1404
america@amanngirrbach.com

BRAZIL

Amann Girrbach Brasil LTDA
Curitiba, Brazil | +55 41 3052 3400
brazil@amanngirrbach.com

ASIA

Amann Girrbach Asia PTE LTD.
Singapore, Asia | +65 6592 5190
singapore@amanngirrbach.com

CHINA

Amann Girrbach China Co., Ltd.
Beijing, China | +86 10 8886 6064
china@amanngirrbach.com

JAPAN

Amann Girrbach Asia Japan
Kyoto, Japan | +81 75 283 1239

KOREA

Amann Girrbach Korea
Seoul, South Korea | +82 10 2284 5437
korea@amanngirrbach.com